

## SET DE MOLDE DE DENSIDAD RELATIVA 0.1 FT.3 -H-3757



**SKU:** H-3757 | **Categorías:** [Densidad relativa](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Capacidad de 0.1 ft.3. Conjunto de moldes para usar con aparatos de densidad relativa. El juego de moldes viene con un conjunto de manguito de guía y abrazadera desmontable. Incluye placa de base de recargo con mango extraíble y recargo de peso con mango.

El molde tiene una identificación de 6 "(152.4 mm) x 6.112" (152.4 mm) de diámetro interno y 6.112 "(155,2 mm) de alto.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO