

SET DISPENSADOR CON TUBO DE PRESIÓN, OPTIFIX 2 ML



SKU: PG-101 09427 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [con](#), [Dispensador](#), [OPTIFIX](#), [presión](#), [Set](#), [Tubo](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SET DISPENSADOR CON TUBO DE PRESIÓN, OPTIFIX 2 ML

Descripción: Dispensador para un juego de tubos de salida.

Nombre del producto: OPTIFIX

Volumen y graduación/tamaño: 2 ml.

Materiales: fabricado en PTFE, PP.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Liquid Handling

COTECNO