

SIMULADOR DE CONDON MASCULINO BELL-SCONM-17B



SKU: N / A | Categorías: [Serie de Enseñanza Médica](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Simulador de Condon Masculino Bell-

SConM-17B[/vc_column_text][[/vc_column][[/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:

- Nombre del producto: Simulador de condón masculino

- Producto No: Bell-SConM-17B

- Material: PVC

- Descripción: El modelo es vívido y se puede utilizar para demostrar el uso de condones. Consta de pene, jeringa y semen simulado. Simula el proceso de eyaculación.

- Embalaje: 20pcs / carton, 55x39x47cm, 8kgs[/vc_wp_text][[/vc_column][[/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO