

SISTEMA DE AJUSTE DE VOLUMEN DISPENSADOR OPTIFIX 2 - 100 ML



SKU: PG-101 000KS | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [ajuste](#), [Dispensador](#), [OPTIFIX](#), [Sistema](#), [volumen](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SISTEMA DE AJUSTE DE VOLUMEN DISPENSADOR OPTIFIX 2 - 100 ML

Descripción: Sistema de control de volumen. Dispensador.

Nombre del producto: OPTIFIX

Volumen y graduación/tamaño: 2 - 100 ml.

Materiales: fabricado en PPS.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Liquid Handling

COTECNO