

SISTEMA DE ENSAYOS TRIAXIALES DE HUMBOLDT—HM-3000



SKU: N / A | **Categorías:** [Laboratorio de suelos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Humboldt entrega una extensa línea de soluciones para equipos de ensayos triaxiales de acuerdo a las necesidades actuales de los laboratorios.

Lo medular de nuestro equipo para ensayos triaxiales es el concepto de Humboldt de entregar un sistema modular intercambiable, con componentes autónomos que cuando se combinan crean sistemas altamente versátiles.

Este concepto modular le permite crear fácilmente una solución para el cliente, así como también tiene la habilidad de tomar ventaja de las actualizaciones y nuevas tecnologías, evitando quedar como propietario de un sistema obsoleto.

En las próximas páginas veremos los tres sistemas triaxiales basados en nuestros marcos de carga HM-3000 y HM-2900, nuestro HMTS con software específico para triaxiales y tres soluciones diferentes para el control de presión.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO