


SISTEMA DE RESPIRACIÓN DE MUESTRAS MÚLTIPLES DEL SUELO EGA 60



El EGA60 es un sistema de medición de la respiración del suelo multicanal. Un solo sistema EGA60 puede medir hasta 24 muestras de suelo.

SKU: N / A | **Categorías:** [Suelo](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El operador puede programar el sistema para medir cada canal durante un período de tiempo deseado antes de que el multiplexor cambie a la siguiente muestra.

Justo antes de cambiar, la concentración de CO₂ se mide con un analizador de gases infrarrojo, junto con el caudal y la salida de cualquier otro sensor conectado a las 7 entradas analógicas.

Todas las mediciones resultantes se almacenan en la tarjeta de memoria SD enchufable. Cuando finaliza el experimento, la tarjeta SD se puede quitar y enchufar a un lector de tarjetas o ranura para tarjeta SD en una computadora portátil. Se incluye un puerto USB de alta velocidad para la transferencia de datos directamente desde el sistema.

- [Descarga hoja de datos](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO