


## SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CISTERNAS 0.4KG BELL-SISTRANCIS-04



- Con un dispositivo de refrigeración, asegurar el efecto de transferencia.
- Apagado automático al retirar la tapa.
- Electrophoresis rápida velocidad de ejecución, todo el proceso puede ser terminado dentro de 15mins.
- La adición de la muestra de forma rápida, adecuado para pipetas themulti-canal.

**SKU:** B-01-29-0204-0404 | **Categorías:** [Electroforesis](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

Código SKU	Modelo	Área de transferencia (A×L)	Volumen de buffer	Dimensión (L×W×H)	Peso neto
B-01-29-0204-0401	Bell-SisTranCis-23	175×175 mm	~4000(ml)	205×170×240 (milímetro)	2.3 (kilogramo)
B-01-29-0204-0402	Bell-SisTranCis-14	140×140 mm		185×175×40 (milímetro)	1.4 (kilogramo)
B-01-29-0204-0403	Bell-SisTranCis-08	100×100 mm	~ 750 (ml)	150×120×115 (milímetro)	0.8 (kilogramo)
B-01-29-0204-0404	Bell-SisTranCis-04	100×100 mm		139×55×105 (milímetro)	0.4 (kilogramo)
B-01-29-0204-0405	Bell-SisTranCis-17	216×110 mm	~ 1800 (ml)	290×170×155 (milímetro)	1.7 (kg)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO