

## SISTEMAS DE FILTRACIÓN MULTI-RAMA 310-MS-T



### Características

- **Diseño especial para muestras de gran número**  
MultiVac 310-MS-T es un modelo económico para la filtración de muestras grandes. Este sistema incluye bomba de vacío, colector, botella de residuos y portafiltros magnéticos.
- **Diseño de aluminio ligero y práctico**  
El colector está hecho de aluminio anodizado que es autoclavable, ligero y rentable.
- **Se incluye el soporte del filtro magnético**  
El soporte del filtro magnético permite la operación con una sola mano, evita posibles torsiones y rasgaduras de la membrana.
- **Botella de desechos de PP de 4 litros con drenaje**  
La gran capacidad de la botella de desechos de 4000 ml con drenaje ofrece la conveniencia de recoger y drenar la solución de desechos.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sistemas de Filtración Multi-Ramas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Aplicaciones:

- Filtración para prueba de sólidos suspendidos
- Filtración para prueba de microbiología
- Filtración general de laboratorio

### El sistema completo MultiVac 310-MS-T incluye:

- \* Rocker 400, bomba de vacío sin aceite
- \* MultiVac 310-MS, múltiple de aluminio de 3 lugares
- \* Soporte de filtro magnético de 300 ml (3 piezas)
- \* Botella de desechos de PP de 4000 ml con drenaje
- \* Tubo de silicona ( 2 m)

### Especificación (220V, 50Hz )

- Máx. caudal: 34 L / min
- Máx. vacío: 105 mbar
- La botella de residuos: 4000 ml, hechas de PP con drenaje
- Número de sucursal: 3
- Diámetro del filtro: 47 mm
- Capacidad Funnel: 300 ml
- Lengüeta de la manguera : ID8 (5/16 de pulgada)

### De material

- Cuerpo: Aluminio
- Válvula de control: Aluminio
- Embudo de filtro : PES (Polietersulfona)
- Base de soporte del embudo : PES (Polietersulfona)
- Conector : Aluminio

### Información de pedido

- **180311-11 (22) -T** MultiVac 310-MS-T Sistema de filtración al vacío, el juego completo incluye:
  - \* Rocker 400, Bomba de vacío sin aceite
  - \* MultiVac 310-MS, Colector de aluminio de 3 lugares
  - \* Soporte de filtro magnético de 300 ml (3 piezas )
  - \* Botella de residuos de PP de 4000 ml con drenaje
  - \* Tubo de silicona (2 m)

### Información para pedidos (opcional):

- ◆ 197000-01 [LF 3, 300ml Soporte de filtro PES de 47 mm](#)
- ◆ 197000-06 [LF 5, 500ml Soporte de filtro PES de 47 mm](#)
- ◆ 200300-01 [MF 3, soporte de filtro magnético de 300 ml con kit de tapa](#)
- ◆ 200500-01 [MF 5, soporte de filtro magnético de 500 ml con kit de tapa](#)

Descargar

[Descargar PDF](#)

**Videos**

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO