

## SISTEMAS DE FILTRACIÓN MULTI-RAMA 610-MS-A



### Características

- Para una gran cantidad de muestras, MultiVac 610-MS-A son modelos económicos para la filtración de muestras grandes. Cada sistema incluye bomba de líquido de diafragma Alligator 200, colector y portafiltros magnéticos.
- Ahorro de tiempo y ahorro de espacio  
La fuente de vacío ha incorporado una bomba de líquido que se puede conectar directamente al colector sin botella de residuos. Ahorre un 40% de espacio en el banco y simplifique el proceso de filtración.
- Diseño de aluminio ligero y práctico  
El colector está hecho de aluminio que es autoclavable, ligero y rentable.
- Se incluye el soporte del filtro magnético El soporte del filtro magnético permite la operación con una sola mano y evita que la membrana se tuerza o se rompa.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sistemas de Filtración Multi-Ramas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Aplicaciones:

- Prueba de sólidos suspendidos para monitoreo de agua
- Prueba microbiológica por técnica de filtro de membrana
- Filtración general sin recolectar filtrado

### El sistema completo MultiVac 610-MS-A incluye:

- \* Alligator 200, bomba de líquido de diafragma
- \* MultiVac 610-MS, múltiple de aluminio de 6 lugares
- \* MF 3, soporte de filtro magnético de 300 ml (6 piezas)
- \* Tubo de silicona (2 piezas)

### Especificaciones

- Max. caudal de líquido: 4,5 L / min
- Máx. vacío : 313 mbar / 31.3 kPa /20.7 inHg
- Voltaje de entrada : DC24V, 1.8A
- Motor : Motor de CC sin escobillas 60W
- Número de rama : 6
- Diámetro del filtro : 47 mm
- Capacidad del embudo : 300 ml
- Lengüeta de la manguera : ID8 (5 / 16 pulgadas)
- Contacto de material con filtrado (bomba): SS316, FKM, silicona, PP, **material de PPS**
- Cuerpo : Aluminio
- Válvula de control : Aluminio
- Embudo de filtro : PES (Polietersulfona)
- Base de soporte del embudo : PES (Polietersulfona)
- Conector : Aluminio

[/vc\_column\_text][[/tab]

[vc\_column\_text]

- **180611-01 (02) -A** MultiVac 610-MS-A Sistema de filtración al vacío, el juego completo incluye:
  - \* Alligator 200, Bomba de líquido de diafragma
  - \* MultiVac 610-MS, Colector de aluminio de 6 lugares
  - \* MF 3, 300 ml Soporte de filtro magnético (6 piezas)
  - \* Tubo de silicona (2 piezas)

### Información para pedidos (opcional):

| <b>197000-01</b> | <b>LF 3, 300ml Soporte de filtro PES de 47 mm</b>     |
|------------------|---|
| 197000-06        | LF 5, 500ml Soporte de filtro PES de 47 mm            |
| 200300-01        | MF 3, portafiltro magnético de 300 ml con kit de tapa |
| 200500-01        | MF 5, portafiltro magnético de 500 ml con kit de tapa |

[Descargar PDF](#)

**Videos**

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO