

SISTEMAS DE FILTRACIÓN MULTI-RAMA 610-MS-T



Características

- Diseño especial para muestras de gran número
MultiVac 610-MS-T es un modelo económico para la filtración de muestras grandes. Este sistema incluye bomba de vacío, colector, botella de residuos y portafiltras magnéticos.
- Diseño de aluminio ligero y práctico
- El colector está hecho de aluminio anodizado que es autoclavable, ligero y rentable.
- Se incluye el soporte del filtro magnético El soporte del filtro magnético permite la operación con una sola mano, evita posibles torsiones y rasgaduras de la membrana.
- Botella de desechos de PP de 4 litros con drenaje
- La gran capacidad de la botella de desechos de 4000 ml con drenaje ofrece la conveniencia de recoger y drenar la solución de desechos. Aplicaciones:
- Filtración para prueba de sólidos suspendidos
- Filtración para prueba de microbiología
- Filtración general de laboratorio

SKU: N / A | **Categorías:** [Sistemas de Filtración Multi-Ramas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sistema completo MultiVac 610-MS-T incluye:

- Rocker 400, Bomba de vacío sin aceite
- MultiVac 610-MS,
- Colector de aluminio de 6 lugares
- Soporte de filtro magnético de 300 ml (6 piezas)
- Botella de residuos de PP de 4000 ml con drenaje
- Tubo de silicona (2m)

Especificación (220V, 50Hz)

- Máx. caudal: 34 L / min
- Máx. vacío: 105 mbar
- La botella de residuos: 4000 ml, hechas de PP con drenaje
- Número de sucursal: 6
- Diámetro del filtro: 47 mm
- Capacidad embudo: 300 ml
- Lengüeta de la manguera : ID8 (5/16 de pulgada)
- **De material**
- Cuerpo: Aluminio
- Válvula de control: Aluminio
- Embudo de filtro : PES (Polietersulfona)
- Base de soporte del embudo : PES (Polietersulfona)
- Conector : Aluminio

Información de pedido 180611-11 (22) -T

- MultiVac 610-MS-T Sistema de filtración al vacío, el juego completo incluye:
- Rocker 400, Bomba de vacío sin aceite
- MultiVac 610-MS, Colector de aluminio de 6 lugares
- Soporte de filtro magnético de 300 ml (6 piezas)
- Botella de residuos de PP de 4000 ml con drenaje
- Tubo de silicona (2 m)

Información para pedidos (opcional):

◆ 197000-01

◆ 197000-06

◆ 200300-01

◆ 200500-01

LF 3, 300ml Soporte de filtro PES de 47 mm

LF 5, 500ml Soporte de filtro PES de 47 mm

MF 3, soporte de filtro magnético de 300 ml con kit de tapa

MF 5, soporte de filtro magnético de 500 ml con kit de tapa

Descargas:

[Descargar PDF](#)

Videos

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO