

## SKP 1000 B / SKP 1500 B / SKP 2000 B CAJA DE POLICARBONATO



Sonda con caja de termopar K, unión caliente a tierra, cubierta de protección de acero inoxidable. T manejar. Carcasa IP67 con tapa frontal transparente, junta EPDM y espuma maquinada para KISTOCK o KISTOCK inalámbrico (se suministra sin registrador de datos). Carcasa montada horizontalmente en la sonda. Salida en cable de 20 cm con miniconector macho K en el interior de la carcasa.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Accesorios](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO