

SMARTBOB TS1 | MEDICIÓN DE NIVEL COMPACTO Y ECONÓMICO PARA MEDIR SÓLIDOS, LÍQUIDOS, POLVOS O LODOS



SKU: N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El SmartBob-TS1 es un sistema de inventario compacto y económico diseñado para medir sólidos, líquidos, polvos o lodos en pequeños contenedores, tanques y silos. El diseño compacto puede ser montado en techos angulares o planos y pueden ser usados en embarcaciones de hasta 60 pies de altura. Accesorios incluyen una variedad de bridas de montura para acomodarse a techos de ángulos de 0° y 40°, extensiones de tubería para proveer protección al cableado, una selección de sondas adecuadas para variedad materiales, un calentador de motor de engranaje para cuando las temperaturas operativas caen debajo de los 32°F. Este dispositivo de medición versátil puede ser usado en unión con el software Binventory, la consola de control SmartBob, y el módulo de comunicación MUCM. Puede ser utilizado en aplicaciones alámbricas o con un transmisor de datos inalámbrico.

APLICACIONES:

- Sistema de medición de inventario robusto, sencillo y fiable de sólidos, líquidos y materiales de purines en recipientes de hasta 60 pies
- Administrado por el proveedor de inventario
- Plásticos, productos químicos, carbón, cemento, ingredientes de alimento, productos farmacéuticos, alimentos de granos, agregados y muchos otros materiales

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO