

## SOLUCIÓN AMORTIGUADORA, INDIVIDUAL. PH 4.01 ± PH PRECISIÓN, PAQUETE DE 20 -H-4361A.4



**SKU:** H-4361A.4 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Medidor de pH ASTM / NCH](#), [Solución buffer](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Solución amortiguadora. Individual. pH 4.01  $\pm$  pH Precisión, paquete de 20

Las bolsas "individuales" son bolsas convenientes y herméticas con estándares de calibración de alta precisión. Ideal para uso en el campo: llévelos al sitio de prueba para realizar una calibración sobre el terreno. Cada caja contiene veinte bolsas de 20 ml. Dimensiones: 4.5 "L x 5" W x 4.5 "H (caja).

Todas las soluciones de tampón de pH tienen fecha de frescura y están estandarizadas contra las referencias certificadas por NIST para garantizar la calidad.  $\pm$  0.01 pH a 25 ° C.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO