

## SOLUCIÓN AMORTIGUADORA, PH 1.68 ± EXACTITUD DEL PH -H-4360A.2



**SKU:** H-4360A.2 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Medidor de pH ASTM / NCH](#), [Solución buffer](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Solución amortiguadora, pH 1.68 ± Exactitud del pH, 1 pinta

Los frascos de solución amortiguadora de pH están etiquetados con el nombre y el número CAS para todos los ingredientes (para requisitos de "Derecho a saber"), y se suministran con una MSDS (Hoja de datos de seguridad del material).

Botella de plástico de 1 pinta (473 ml).

- [Hoja de datos](#)

[H-4360A.4\\_MSDS](#) ( MSDS Producto PDF)

[H-4360A.7\\_MSDS](#) ( MSDS Producto PDF)

[H-4360A.10\\_MSDS](#) ( MSDS Producto PDF)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO