

## SOLUCIONES DE LIMPIEZA LACTODAILY POWDER 1 KG



### Características

- Producto alcalino para la limpieza y desinfección combinada de todo tipo de analizadores de leche LACTOSCAN, según sus instrucciones. Apto para todas las condiciones de agua y puede usarse tanto para aplicación manual como para limpieza por circulación automática.
- Peso: 1 kg

**SKU:** LACTODAILYPODWER-1000 | **Categorías:** [Pruebas de seguridad de la leche](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO