

SOLUCIONES DE LIMPIEZA LACTODAILY POWDER 100 GR.



Características

- Producto alcalino para la limpieza y desinfección combinada de todo tipo de analizadores de leche LACTOSCAN, según sus instrucciones. Apto para todas las condiciones de agua y puede usarse tanto para aplicación manual como para limpieza por circulación automática.
- Peso: 100gr.

SKU: LACTODAILYPODWER-100 | **Categorías:** [Pruebas de seguridad de la leche](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO