

SONDA DE CUCHILLA



SKU: N / A | **Categorías:** [Sondas para Analizador de Texturas](#), [viscosidad y reología](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sonda de Cuchilla

[/col][[/row]

Interés en:

Fuerza de ruptura

Especificaciones:

[/col][[/row]

Número de pieza
130064

Díámetro
L.25 mm

Altura
Ángulo 60 °

[/col][[/row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO