

SONDA DE FLUORESCENCIA GENERAL GFPIII



SKU: N / A | Categorías: [Suelo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

- No destructivos.
- Portátil, operado por pilas.
- Preciso.
- Pantalla táctil, gráfica y a color.
- Memoria interna de 2 Gb.

Especificaciones:

- Salida: USB 1.1.
- Temperatura de funcionamiento: 5-45°C.
- Baterías: 2 pilas AA recargables. Incluye 2 de repuesto.
- Intervalo de auto apagado: 4 minutos (sin pulsar una tecla o descarga).
- Dimensiones: 12 x 9 x 3 cm.
- Peso: 275 g.

Aplicaciones:

- Detección de GFP y otras proteínas fluorescentes.
- Estudios de expresión génica.
- Análisis de aerosoles químicos y plaguicidas.
- Investigación y desarrollo de cultivos transgénicos.
- Inspección industrial.
- Detección de organismos genéticamente modificados.

- [Descarga hoja de datos](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO