

SONDA DE MALLA



SKU: N / A | **Categorías:** [Sondas para Analizador de Texturas](#), [viscosidad y reología](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sonda de Malla

[/col][/row]

Consistencia del producto con partículas grandes como yogur, salsa, mermelada.

Especificaciones:

[/col][/row]

Número de pieza
130158

Diámetro
50 mm (ajustable)

[/col][/row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO