

## SONDA DE MALLA



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sondas para Analizador de Texturas](#), [viscosidad y reología](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Sonda de Malla

[/col][[/row]

Consistencia del producto con partículas grandes como yogur, salsa, mermelada.

### Especificaciones:

[/col][[/row]

Número de pieza  
130158

Diámetro  
50 mm (ajustable)

[/col][[/row]

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO