

SONDA DE OXÍGENO DISUELTO - SERIE G3



- La sonda de oxígeno disuelto galvánico serie G3 es un electrodo de campo o laboratorio de uso general que ofrece tecnología galvánica confiable y tapas de membrana reemplazables. Proporciona un buen rendimiento para muchas aplicaciones de agua.
- **Características:**
 - Estructura de ABS con un diámetro estándar de 12 mm y una longitud de 120 mm
 - Diseño de sensor galvánico popular con cátodo / ánodo de plomo / plata
 - Tapas de membrana reemplazables para mayor comodidad y economía
 - Adecuado para todas las aplicaciones avanzadas o de uso general

SKU: SonOxiDis-G3 | **Categorías:** [Laboratorio / Campo](#), [Oxígeno disuelto](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO