

## SONDA DE SUCCIÓN CON COPA DE CERÁMICA



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sondas de Succión](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Sondas de succión con copa de cerámica.

#### Información del producto:

Con esta sonda de succión, el percolado se elimina del suelo a través de una copa de cerámica (P80; 20 x 50 mm). La tubería vertical de vidrio acrílico (Ø 20 mm) también sirve como espacio de recolección. Por lo tanto, no se requieren recipientes de muestreo adicionales, pero se pueden conectar si se desea. El almacenamiento de la muestra en la tubería vertical significa que se mantiene ampliamente a la temperatura del suelo.

Las líneas de suministro y vacío están diseñadas por separado y también pueden cerrarse individualmente mediante llaves de paso en las conexiones de la manguera. La construcción de esta sonda de succión permite una operación completamente autosuficiente y evita que el percolato sea absorbido nuevamente en el suelo en fases secas. Tanto las mangueras como las conexiones de las mangueras están hechas de PE inerte para evitar la falsificación de las muestras.

Las sondas de succión con copa de cerámica también se ofrecen como una versión bajo el piso. En lugar de la tubería vertical, este diseño tiene una manguera a la superficie del piso, que está conectada a un recipiente de muestreo separado. Para la extracción de grandes cantidades de muestra, se recomienda la taza de cerámica con un recipiente de recolección integrado de 100 ml. Para la detección de sustancias orgánicas, como pesticidas o DOC sin pérdidas de absorción, esta sonda de succión también puede equiparse con una copa de vidrio en lugar de una copa de cerámica.

#### Ventajas:

- Puede ser operado de forma autónoma.
- Percolate no puede fluir hacia atrás.
- La muestra se almacena a temperatura del suelo.

#### Especificaciones Técnicas:



#### Detalles de pedido:

- Art.-Nr.: 121100 Longitud de tubo vertical hasta 50 cm.
- Art.-Nr.: 121200 Longitud de tubo vertical hasta 100 cm.
- Art.-Nr.: 121300 Longitud de tubo vertical hasta 150 cm.
- Art.-Nr.: 121400 Longitud de tubo vertical hasta 200 cm.
- Art.-Nr.: 121420 Longitud de tubo vertical hasta 300 cm.

#### Para instalación subterránea:

- Art.-Nr.: 122100 Longitudes de tubo de hasta 100 cm.
- Art.-Nr.: 122200 Longitud de tubo vertical hasta 200 cm.
- Art.-Nr.: 122300 Longitud de tubo vertical hasta 300 cm.
- Art.-Nr.: 125400 Ventosa de cerámica con recipiente colector de 100 ml integrado.

#### Productos relacionados:

- Herramienta de inserción: Instalación suave y simple de las sondas de succión, conexión óptima al sistema de poros del suelo. Adecuado para sondas de succión con copa de cerámica.
- Asistencia de instalación: Colocación selectiva de las sondas de succión para instalación subterránea para una conexión óptima al sistema de poros del suelo. Adecuado para sondas de succión con copa de cerámica para instalación subterránea.

#### Descargas:

[Datasheet suction probe with ceramic cup](#)

[UGT Produktkatalog](#)

[UGT Product Catalog](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO