

## SONDA ESFÉRICA



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sondas para Analizador de Texturas](#), [viscosidad y reología](#) |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Sonda Esférica

[/col][/row]

Interés por:

Consistencia, elasticidad y adherencia en muestras blandas a fuertes

### Especificaciones:

[/col][/row]

Número de pieza	Diámetro
130191	12.7
130134	19.5
130149	20

[/col][/row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO