

SONDA ESFÉRICA



SKU: N / A | **Categorías:** [Sondas para Analizador de Texturas](#), [viscosidad y reología](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sonda Esférica

[/col][[/row]

Interés por:

Consistencia, elasticidad y adherencia en muestras blandas a fuertes

Especificaciones:

[/col][[/row]

Número de pieza

130191

130134

130149

Diámetro

12.7

19.5

20

[/col][[/row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO