

SONDA POSITECTOR PRBRTR3D



SKU: PRBRTR3D | **Categorías:** [Ensayos no destructivos](#), [Rugosímetro](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características principales:

- Sonda para los medidores Estándar RTR3D1 y Avanzado RTR3D3
- Rango (H) 20 - 115 μm 0.8 - 4.5 mils
- Rango (Rt) 10 - 115 μm 0.4 - 4.5 mils
- Rugosidad mínima (Ra) 2 μm 0.08 mil/80 μin

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO