

SONDA POSITECTOR PRBRTRH



SKU: PRBRTRH | **Categorías:** [Ensayos no destructivos](#), [Rugosímetro](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lector de cinta réplica, sonda de altura solamente. Requiere pantalla Positector

Características Principales:

- Rango de medición de altura Máximo (HL): 20 a 115 μm (0.8 a 4.5 mils)
- Precisión de altura Máximo(HL): $\pm 5 \mu\text{m}$ (± 0.2 mils)
- Resolución de altura máxima (HL): $\pm 1 \mu\text{m}$ (± 0.2 mils)
- Diámetro del yunque: $\varnothing 6.3$ mm ($\varnothing 0.25$ pulgadas)
- Presión del Yunque: 110 gramos de fuerza (1.1 Newtons)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO