

SOPORTE DE EMBUDO -H-21650



SKU: H-21650 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Herramientas de laboratorio](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Soporte de embudo está diseñado para aceptar hasta cuatro embudos. La unidad consta de un soporte de madera dura con cuatro orificios ranurados y una abrazadera de metal con tornillo de mariposa para el montaje de la barra de soporte.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO