

SOPORTE DE FILTRO MAGNÉTICO 500ML PPSU MF 5 PRO



- ◆ Compatible con varios tipos de botella, matraz de vacío
- ◆ El sello magnético fuerte permite la operación con una sola mano
- ◆ La guía de membrana ayuda a posicionar la membrana fácilmente
- ◆ Resistente a una amplia gama de productos químicos y alta temperatura, resistente e irrompible.
- ◆ Certificación RoHS

SKU: 200500-01-P | **Categorías:** [Portafiltros](#), [Portafiltros - Sterlitech](#) |


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FUNCIONES

- El sello magnético facilita el manejo con una sola mano y evita torsiones de membranas.
- Compatible con varios tipos de botellas y matraces de vacío.
- Los puntos de acceso con fórceps en la base de soporte ayudan a recuperar la membrana sin daños.
- La guía de membrana en la base de soporte ayuda a posicionar la membrana fácilmente.
- Los portafiltros de la serie MF Pro se aplican con PPSU, lo que proporciona una mejor resistencia química y térmica que el PES. Haciéndolos más duraderos y duraderos.
- Recomendado para aplicaciones que requieren autoclaves frecuentes en laboratorios farmacéuticos y biotecnológicos.

MF PRO SOPORTE DE FILTRO MAGNÉTICO VIDEOS

&ngsp;



CERTIFICADOS DE SOPORTE DE FILTRO MAGNÉTICO MF PRO

- Certificado RoHS

APLICACIONES DEL SOPORTE DE FILTRO MAGNÉTICO MF PRO


- [Filtración de prueba de sólidos suspendidos](#) para agua municipal, superficial, subterránea y potable
- [Filtración de pruebas de microbiología](#) en las industrias alimentaria, farmacéutica y de bebidas

- Purificación de medios en laboratorio de ciencias de la vida
- [Filtración al vacío](#) para muestra acuosa

MF PRO MAGNETIC FILTER HOLDER INFORMACIÓN DE PEDIDO

Número de pieza	Descripción
200500-01-P	MF 5 Pro, 500ml PPSU Soporte de filtro magnético (incluye lo siguiente)
200300-36	Kit de tapa de PP
200500-30-P	Embudo magnético PPSU 500ml
200300-32-P	Base de soporte magnético PPSU
167110-16	Tapón de silicona No.8

Número de pieza	Descripción
200510-01-P	MF 5a Pro, 500ml PPSU Soporte de filtro magnético (incluye lo siguiente)
200300-36	Kit de tapa de PP
200500-30-P	Embudo magnético PPSU 500ml
200310-32-P	Base de soporte magnético PPSU (corta)



MF 5/5a pro PPSU Especificación del soporte del filtro magnético

Material: ▶ Embudo: PPSU ▶ Base de soporte: PPSU ▶ Soporte de membrana: PPSU ▶ Tapa de embudo: PP ▶ Púa de manguera: PPSU
 ▶ Tapa de la tapa: Silicona
 ▶ Filtro de jeringa
 :
 PTFE

Especificación: ▶ Capacidad del embudo: 500ml
 ▶ Incremento graduado: 50ml
 ▶ Filtro de jeringa: 25mm, 0.2µm
 ▶ Diámetro del filtro: 47mm
 ▶ Púa de manguera: ID4- ID8
 ▶ Área de filtración efectiva:
 13.1 cm²

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO