

## SOPORTE DE MONTAJE LSCT PARA PRUEBAS TRIAXIALES -HM-4193BR



**SKU:** HM-4193BR | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Software de adquisición de datos para mecánica de suelos](#), [Transductores de tensión lineal](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Soporte utilizado para montar el LSCT o calibrador de cuadrante en la parte superior de una celda triaxial con un diámetro de ramificación de 5/8 "(15,5 mm) para la medición de deformación (también se requiere HM-2310BR para usar con LSCT).

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO