

SOPORTE EYECTOR DE MUESTRAS HORIZONTAL -H-4185.100



SKU: H-4185.100 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Eyectores de muestra](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El soporte robusto y móvil acomoda el eyector de muestras horizontal H-4185. Completo con estante para bomba neumática y depósito. Las ruedas grandes proporcionan una fácil maniobrabilidad.

La parte superior de madera permite atornillar el eyector de muestras para una mayor estabilidad. Requiere mangueras más largas (incluidas) para alcanzar la bomba y el depósito.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO