

## SOPORTE PARA MANÓMETRO (DOBLE) INDEPENDIENTE- HM-5861




### Soporte de tubo de manómetro doble

Compatible con los siguientes estándares: [ASTM D5856](#), [ASTM D2434](#)

Configuración económica del tubo del manómetro para su uso con celdas de cabezal constante. Dos tubos acrílicos con válvulas montadas sobre riel de aluminio, con escala para monitorear los volúmenes de flujo. La escala mide 100 cm de largo con graduaciones en cm y mm. Cada tubo tiene su propia válvula para permitir la realización de dos pruebas. Elija un soporte de pared o independiente. Incluye tubería.

**SKU:** HM-5861 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Manómetro de presión diferencial](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **HM-5860**

Soporte para manómetro (doble) de montaje en pared

### **HM-5861**

Soporte para manómetro (doble) independiente

## Código del Producto

HM-5861

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO