

SOPORTE PARA PIPETA



SKU: N / A | **Categorías:** [Soportes para micro pipetas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los soportes lineales y redondos han sido diseñados para adaptarse perfectamente a la gama de pipetas Belltronic. Los soportes son convenientes para sostener 6 pipetas de tipo monocanal y multicanal.



Información sobre pedidos

| Cat. No. | Descripciones |
|-------------|---|
| BellSPi - 1 | El soporte para pipeta redondo soporta hasta 6 pipetas, ajustándose a micropipetas Belltronic |
| BellSPi - 2 | El soporte para pipeta lineal con capacidad para 6 pipetas, ajustándose a micropipetas Belltronic |

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

COTECNO