

SOPORTE UNIVERSAL DE FIERRO PINTADO C/BASE DE 20X14 CM Y VÁSTAGO DE 65 CM DE ALTO



SKU: BellSopUn-200x140 | **Categorías:** [Soporte universal](#) | **Etiquetas:** [Material de laboratorio](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Soporte universal de fierro pintado con base de 20 cm x 14 cm y vástago de 65 cm de alto

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO