

SOPORTES DE PISO PARA ACCUSTAMP Y OTRAS PRENSAS DE LABORATORIO DE SOBREMESA



[vc_row][vc_column][vc_column_text]

No. 223160C AccuStamp Soporte de piso - 30 "de alto x 23.5" de ancho x 23.5 "de profundidad, 150 lbs - soporte de piso abierto con mesa de trabajo.

No. 223171D Soporte de piso de prensa - 30 "de alto x 19" de ancho x 19 "de profundidad, 125 lbs - Soporte de piso cerrado para todas las prensas de 2 y 4 columnas, excepto la serie Accustamp®.

No. 223215C Press Floor Stand - 30 "de alto x 35" de ancho x 26 "de profundidad, 260 lbs. Con ruedas de 6" para usar con prensas manuales de 2 y 4 columnas.

No. 223321D Soporte de prensa para la serie automática PL estándar (excluyendo los modelos de 48 toneladas) - 24 "de alto x 51" de ancho x 23.5 "de profundidad, 385 lbs.

No.223319C Soporte de prensa para la serie automática PL estándar con ruedas de 6 "(excluyendo los modelos de 48 toneladas) - 21" de alto x 51 "de ancho x 23.5" de profundidad, 385 lbs.

[/vc_column_text][[/vc_column]][/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Soportes de piso](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Modelo
	223319C		
	223321D		
	223215C		
	223171D		
	223160C		

INFORMACIÓN ADICIONAL

Modelo

223160C, 223171D, 223215C, 223321D, 223319C

COTECNO