


SUPER MANGAS 2 LITROS



[vc_row][vc_column][vc_column_text]**Características**

- *Manguito de mayor diámetro para una velocidad de llenado máxima y un volumen máximo
- *Úselo junto con el peso superior especial de 2 piezas.
- *Comprime a aproximadamente 24 pulgadas del fondo del pozo.
- *Desechable
- *Material estándar poli virgen
- *Hecho para pozos programados de 40 cm (2 pulgadas): no funcionará en pozos programados de 80 cm (2 pulgadas) o pozos europeos de 50 mm
- *Distancia que la muestra necesita para moverse hacia arriba para llenar por completo. La parte superior de la muestra marca el comienzo del intervalo de muestra.

** Distancia promedio desde la parte superior de la muestra hasta el fondo del pozo cuando está comprimido por el peso superior. La manga se baja dentro del pozo completamente extendido debajo del peso, no se enrolla e inserta dentro del peso.

Especificaciones

[/vc_column_text][vc_table][14px]Longitud%20de%20la%20muestra,[14px]60%20%22|[14px]Tipo%20de%20peso,[14px]1.9%20%22OD%20de%20peso%20superior%20(24%20oz.)|[14px]Di%3%A1metro%20m%3ADnimo%20del%20pozo,[14px]2%20%22Horario%2040|[14px]Tire%20para%20llenar%20la%20distancia%20*,[14px]2%20L%20en%205%20%22|[14px]Comprimido%20por%20el%20peso%20superior%20**,[14px]~%2024%20[/vc_table][/vc_column][/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Super Mangas](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO