

## TAMICES DE 5" DIA. PARA ANÁLISIS DE SUELO DE LÁMINA PERFORADA



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Agregados](#) |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El juego incluye una bandeja, tapa y cinco tamices de láminas perforadas métricas.

Las superficies para el cernido son láminas de bronce perforadas con aperturas de 0.5 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm y mm.

Los bastidores tienen 5" (127mm) de diámetro por 1-1/2" (38mm) de profundidad.

Peso de envío: 10 Lbs. (4.5 Kg.)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO