

TAMPER DOLLY, CUADRADO



SKU: HM-2703.70S | **Categorías:** [Pesas \(corte directo/residual\)](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Opciones de productos

Imagen	Descripción
	HM-2703.20S Tamper Dolly, 2.0" (Cuadrado)
	HM-2703.24S Tamper Dolly, 2.42" (Cuadrado)
	HM-2703.25S Tamper Dolly, 2.5" (cuadrado)
	HM-2703.40S Tamper Dolly, 4.0" (Cuadrado)
	HM-2703.50S Tamper Dolly, 50 mm (cuadrado)

Imagen



Descripción

HM-2703.60S
Tamper Dolly, 50 mm (cuadrado)

HM-2703.100S
Tamper Dolly, 100 mm (cuadrado)

Tamper Dolly, Cuadrado

Las apisonadoras Dolly para usar en la preparación de muestras cuadradas de prueba de corte directo están disponibles en los siguientes tamaños: 2", 2,42", 2,5", 4", 50 mm, 60 mm y 100 mm.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO