

## TANQUE DE CURADO DE PLÁSTICO



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Almacenamiento de Humedad de Cubos de Hormigón](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Tanque de Curado de Plástico[/vc\_column\_text][vc\_column][vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]

Descripción del Producto:

- Tanque de curado de plástico
- Tanque de curado, de plástico para el almacenamiento de cubos de prueba de hormigón de 150 x 150 x 150 mm de acuerdo con las normas pertinentes.
- Equipado con elementos de calefacción tubulares (sin dispositivo de refrigeración), pantalla digital de los valores de temperatura requeridos / reales y rejilla de madera (que se puede sacar)
- Salida 1 1/4 "en la parte inferior
- Interior tenue. (wxdxh) = 930 x 580 x 450 mm
- Exterior tenue. (wxdxh) = 1050 x 650 x 815 mm
- Peso 25 kg.
- 230 V / 50 Hz / 1.2 kW

[/vc\_wp\_text][vc\_column][vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO