

## TANQUE DE CURADO (POLY), 2 X 2 X 6 FT -H-2969.6



**SKU:** H-2969.6 | **Categorías:** [Curado de cilindros](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Preparación para la prueba de cilindros](#), [Tanques de curado](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El diseño duradero y sin costuras resiste la rotura. Todos los tanques de extremo redondeado tienen un borde moldeado extra resistente y un diseño de costilla lateral extra profunda para una mayor resistencia. El accesorio de desagüe de aluminio moldeado de alta resistencia y el tapón de polietileno de 1.25 "aseguran una larga vida útil. Probado a -20 ° F, resistente a impactos y reciclable sin corrosión. Protección UV de alta duración y resistencia al desvanecimiento del color en exteriores. Peso de envío: 8 ' : 68 lb (31 kg); 6' : 49 lb (22 kg); 4 ' : 30 lb (13 kg)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO