

TANQUE DE CURADO (POLY), 3 X 2 X 8 FT -H-2969.8



SKU: H-2969.8 | **Categorías:** [Curado de cilindros](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Preparación para la prueba de cilindros](#), [Tanques de curado](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El diseño durable y sin costuras resiste la rotura. Todos los tanques de extremo redondeado tienen un borde moldeado extra resistente y un diseño de costilla lateral extra profunda para una mayor resistencia. El accesorio de desagüe de aluminio moldeado de alta resistencia y el tapón de polietileno de 1.25 "aseguran una larga vida útil. Probado a -20 ° F, resistente a impactos y reciclable sin corrosión. Protección UV de alta duración y resistencia al desvanecimiento del color en exteriores. Peso de envío: 8 ': 68 lb (31 kg); 6': 49 lb (22 kg); 4 ': 30 lb (13 kg)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO