


## TANQUE DE ELECTROFRESIS VERTICAL BELL-TANQELECVER-1800



- La instalación de la placa en sólo 15 segundos, y no necesita la perilla, rápido y conveniente.
- Con el gel que hace el dispositivo modular, usted puede hacer el ai del gel de la losa al mismo tiempo.
- Diseño de botón de apertura de la cubierta de seguridad, apertura conveniente de la cubierta.
- Abundante tampón no sólo garantiza efectos de enfriamiento, sino que también mantiene el valor de pH estable durante todo el proceso eperiment.
- Auto-apagado cuando se retira la tapa.

**SKU:** B-01-29-0204-0700 | **Categorías:** [Electroforesis](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

Modelo	Código SKU	Tamaño de la placa de vidrio	Tamaño del gel	Espesor del gel	Cantidad de peine	Volumen de la muestra	Requisito de tampón	Dimensión	Peso neto
Bell-TanqElecVer-1800	B-01-29-0204-0700	216*110mm	186*95mm	1,0 mm	1 ~ 2 piezas	25, 40, 52 pozos	~1800ml	280*140*135mm	3,2 kg

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO