

TANQUE DE PRESIÓN DE AGUA PORTÁTIL, OPERADO A MANO -HR-2516



SKU: HR-2516 | **Categorías:** [Accesorios para brocas](#), [Brocas](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Pavimento](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Operado a mano. 4 galones (15 litros), entrega agua a presión cuando el suministro de agua no está disponible.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO