

## TANQUE HORIZONTAL DE ELECTROFORESIS BELLTANQELECHOR-2



- Es ideal para la preparación de muestras de análisis de fragmentos de restricción o la verificación de un gran número de muestras.
- Los electrodos son desmontables lo que facilita el mantenimiento
- Muestra el diseño del color de fondo, agregando la muestra convenientemente
- La tapa superior transparente para PC evita la volatilización del líquido y las fugas de electricidad.
- Apagado automático cuando se quita la tapa

**SKU:** BellTanqElecHor-2 | **Categorías:** [Electroforesis](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características

- El tampón abundante no solo garantiza los efectos de enfriamiento, sino que también mantiene estable el valor de pH durante todo el proceso del experimento.
- Fuente de alimentación recomendada: BellFuenteAlim-2 / BellFuenteAlim-3

### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellTanqElecHor-2
Bandejas de gel (W * L)	60*60mm; 120*60mm; 60*120mm 120*120mm
Espesor del peine	1&1.5mm
Rendimiento de peine	1, 2, 3, 6, 8, 11, 13, 18, 25 muestras
Numero de muestras	1~100
Volumen de búfer	550ml
Accesorios estandar	Tanque de cuerpo con electrodo * 1, bandeja de gel 120 * 120 mm * 1, bandeja de gel 120 * 60 mm * 1, Bandeja de gel 60x120 mm * 1, Bandeja de gel 60 * 60 mm * 2, Caja de gel * 1, Patas niveladoras * 1
	1,5 mm de grosor 1/2/3 peine de pocillos * 1, 1,0 mm de grosor 6/13 peine de pocillos * 2
	1,0 mm de espesor, peine de 8/18 pozos * 2, 1,0 mm de espesor, peine de 11/25 pozos * 2
Tamaño externo (L * W * H)	300*160*75mm
Tamaño del paquete (L * W * H)	460*250*200mm
Peso bruto	2kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO