

TAPA DE EMBUDO DE PP



SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificación

- Número de catálogo: 197000-36
- Adecuado para : [LF 3 / LF3a 300ml](#)
- Filtro de jeringa: Ø25 mm, 0.2 µm
- Material del cuerpo: PP
- Material de la tapa: silicona
- Material del filtro de jeringa: PTFE

Especificación

- Número de catálogo: 200300-36
- Adecuado para :
[LF 5 / LF5a 500ml](#)
[MF3 / MF3a 300ml](#)
[MF5 / MF5a 500ml](#)
- Filtro de jeringa: Ø25 mm, 0.2 µm
- Material del cuerpo: PP
- Material de la tapa: silicona
- Material del filtro de jeringa: PTFE

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO