

## TAPA DE SUCCIÓN PARA BOTELLA GL45



### Características :

- Autoclave (material PP)
- La tapa de succión para la botella GL45 puede hacer que una botella de tejido típica funcione como una botella de succión. Es esterilizable en autoclave, reutilizable, fácil de ensamblar e ideal para succión general de líquidos residuales.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Accesorios](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Información de pedido

- **197000-60** - Tapa de succión para botella GL45
- **197000-63** - Junta tórica de silicona para botella GL45
- **197000-60-500** - 500ml botella de almacenamiento GL45 con tapa de succión
- **197000-60-1000** -1000ml botella de almacenamiento GL45 con tapa de succión
- **197000-60-3500** - Botella de almacenamiento GL45 de 3500 ml con tapa de succión
- **199100-68-5 Tubo** - de silicona ( $\Phi 4.2 \times \Phi 8 \text{mm}$ ), 5cm
- **197100-01** - Sistema de aspiración portátil Lafil 100 Plus
- **197403-11 (22)** - Lafil 400 - Sistema de succión portátil BioDolphin
- **191000-00** - Kit de succión BioDolphin (color azul claro)

### Descargas:

- [Descargar PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO