

TAPÓN DE GOMA PARA FRASCOS DE 1.000 ML -H-4913.1MS



SKU: H-4913.1MS | **Categorías:** [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Matraces](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tapón de goma para frascos de 1.000 ml

Tapón de goma con manguera de bronce para usar con los frascos Erlenmeyer.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO