

## TAPÓN DE GOMA PARA FRASCOS DE 2.000 ML -H-4913.2MS



**SKU:** H-4913.2MS | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Matraces](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tapón de goma para frascos de 2.000 ml

Tapón de goma con manguera de bronce para usar con los frascos Erlenmeyer.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO