

## TAPÓN DE GOMA PARA FRASCOS DE 250 ML -H-4913.250S



**SKU:** H-4913.250S | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Matraces](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tapón de goma para frascos de 250 ml

Tapón de goma con manguera de bronce para usar con los frascos Erlenmeyer.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO