

TAPÓN DE GOMA PARA FRASCOS DE 4.000 ML -H-4913.4MS



SKU: H-4913.4MS | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Matraces](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tapón de goma para frascos de 4.000 ml

Tapón de goma con manguera de bronce para usar con los frascos Erlenmeyer.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO