

TAPÓN DE PP, DIÁMETRO NOMINAL 14/23, CON PERFIL DE SELLADO



SKU: PG-10144420 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [con](#), [diámetro](#), [nominal](#), [perfil](#), [sellado](#), [tapón](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TAPÓN DE PP, DIÁMETRO NOMINAL 14/23, CON PERFIL DE SELLADO

Descripción: tapón de PP
Volumen y graduación: NS 14/23
Característica: con perfil de sellado
Estándar: DIN 12254
Materiales: polipropileno
Tamaño: 14/23

[Source link](#)

[Various Laboratory Products](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Various Laboratory Products

COTECNO